

ENTRAVE MAGNETIQUE TAILLE Réf. EMT



Ce système de contention permet d'assurer un maintien optimal du patient, tout en offrant une grande souplesse d'utilisation. Le personnel soignant peut adapter le degré d'immobilisation en fonction du niveau d'agitation du patient.

Facile et rapide à poser, le système s'adapte à tous les besoins et trouvera sa place dans les services d'urgences, en ambulance, unités psychiatriques, soins intensifs, gériatrie,...

Entrave taille avec maintien pelvien

L'entrave-taille avec maintien pelvien intégré permet d'empêcher le patient de glisser vers le bas et les côtés et de prévenir le risque de strangulation, conformément aux recommandations de l'ANSM.

Elle est munie de deux sangles d'immobilisation latérale.

Le maintien pelvien constitué de deux bandes assure un meilleur confort en évitant de compresser les parties génitales.

Cette attache s'utilise indépendamment de l'entrave pelvienne et se fixe directement sur les hampes d'un chariot-brancard ou d'un lit

Convient lorsque l'on souhaite maintenir un patient les poignets et / ou les chevilles.

Matière: Polyester TREVIRA CS (difficilement inflammable)

Convient pour un tour de taille de 70 à 110 cm. (existe également pour des tours de taille de 105 à 145 cm et de 120 à 162 cm, nous consulter)

Composition

1 sangle de taille

5 fermetures de sécurité réf. BFC4400

1 clé magnétique réf. BFC4500

Entretien

Retirer les fermetures magnétiques avant lavage. Ne pas immerger les têtes de fermeture Lavage à 95°C

Ne pas utiliser de détergent agressif ni de javel Séchage en tambour maximale 135°C

Les +

LA SÉCURITE :

Verrouillage magnétique, 3 niveaux de sécurité possibles

- LE CONFORT:

Sangle 100% coton au contact de la peau du patient

- LA SIMPLICITÉ :

Mise en place aisée et rapide grâce aux codes couleurs très visuels

- LA FLEXIBILITÉ :

Un système modulable qui permet de laisser plus ou moins de liberté au patient.

- L'HYGIÈNE :

Nettoyage à 95°C



11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE Tél.: 33 (0) 247 28 29 30 – Fax.: 33 (0) 247 28 30 40

