



CONTACT
SÉCURITÉ

COMPRESSES IMPREGNEES POUR BRULURES
Réf. GELD

Calmogel®

- Ralentit et stoppe la progression de la chaleur
 - Rafraîchit la brûlure
 - Soulage la douleur
 - Favorise l'hydratation du tissu cutané
 - Application simple et rapide
 - N'adhère pas à la peau
 - Anti-microbien et stérile

COMPOSITION

- Support en mousse de polyuréthane imprégné d'eau gélifiée à 96% et d'extrait de plantain standard à 4 %.
- Dispositif Stérile (Péréemption 4 ans)



MODE D'EMPLOI

- Appliquer la compresse sur la brûlure sans exercer de pression
- La compresse doit être recouverte avec un matériau non absorbant
- La compresse doit être appliquée sur la brûlure pendant 30 à 45 minutes

GAMME 

- Unidose de gel pour brûlure "CALMOGEL", 3,5 ml, réf. GELD U
- Compresse 10 x 10 cm. Réf. GELD 10
- Compresse 20 x 20 cm. Réf. GELD 20
- Compresse 40 x 20 cm. Réf. GELD 40
- Compresse 60 x 40 cm. Réf. GELD 60
- Compresse faciale 60 x 40 cm. Réf. GELD F
- Compresse doigt, 2,5 x 50 cm. Réf. GELDD
- Compresse main, 5 x 100 cm. Réf. GELDH
- Couverture 160 x 120 cm. Réf. GELD 160
- Spray 100 ml. Réf. GELD B
- Spray 50 ml. Réf. GELD S



LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

