



**CONTACT<sup>®</sup>  
SÉCURITÉ**

## COUVERTURE BACTERIOSTATIQUE

Réf. CB

Couverture parfaitement hygiénique, décontaminable, isolante contre le froid et particulièrement confortable. A usage des premiers secours, des ambulanciers et des services d'urgence.

Recouvre et protège le patient en l'isolant du froid. Maintient le patient au chaud grâce à la performance thermique de la fibre technique HEATUP. Fibre technique 100% polyester spiralée qui régule et restitue la chaleur du corps. Fibre à fort pouvoir adiatthermique (Norme NF G07 107). Très bonne résistance mécanique et grande stabilité dans le temps. Sans fibre irritante, conforme à la norme Européenne REACH.

Enveloppe bactériostatique en polyester enduit polyuréthane souple et confortable. Anti-Feu MI 160g/m<sup>2</sup>.

Respirant : facilite les échanges d'air, enduction thermo-variable, s'adapte à la chaleur du corps.

Imperméable : barrière aux liquides, ne laisse pas passer ni les liquides ni les sécrétions.

Bactériostatique : traitement Anti-bactérien Sanitized. hygiénique, testé à la résistance contre la prolifération du MRSA ( Staphylococcus Aureus). Protège le patient des contaminations de germes et de bactéries. Conforme à la Norme REACH.

Entretien : par spray décontaminant, lingette ou en machine jusqu'à 90°C

Nous recommandons l'utilisation des produits bactéricides surface haute du laboratoire ANIOS (Produit complémentaire: draps housses et oreillers bactériostatiques CLINIBED®)



**LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE**

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : [www.contactsecurite.fr](http://www.contactsecurite.fr)

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115





**CONTACT®  
SÉCURITÉ**



**Enveloppe :**

CLINICARE M1. Issu de la recherche médicale le CLINICARE est un tissu enduit de polyuréthane, imperméable aux liquides et aux sécrétions. Tissu non feu M1 avec un traitement Sanitized® intégré dans la masse de l'enduction. Le traitement Sanitized® a une action puissante permanente anti-microbienne, anti-odeur, anti-fongique qui n'est pas altérée par les entretiens.

Le CLINICARE est respirant et ne procure pas de sensation d'humidité. Son contact très souple et élastique le rend très confortable.



**Garnissage :**

Fibre polyester résistante, imputrescible, légère et anallergique.

Composée de ouate 100% polyester de 2 fibres polymères spiralées ayant des propriétés thermiques dont l'entremêlement lui donne une structure tridimensionnelle.

Particulièrement étudiée pour permettre d'emmagasiner la chaleur corporelle et de la restituer en cas de besoin.

La combinaison de ses valeurs exceptionnelles en résistance thermique et évaporative lui donne un indice de confort toujours préservé :

- pas de sensation de froid grâce à une bonne résistance thermique dans les basses températures.
- pas de sensation d'humidité grâce à une faible résistance évaporative dans les températures hautes.



**Spécificités :**

Assemblage unique réalisé par soudure haute fréquence sur tout le périmètre de la couverture. Les bords de la couverture CLINIBED® sont soudés haute fréquence, sans couture sur tout le périmètre. Ce procédé unique de soudure haute fréquence, reconnu dans le milieu médical pour l'hygiène qu'il apporte, lutte contre toute infiltration de bactéries et de germes à l'intérieur de la couverture apportant ainsi un produit de grande qualité en plus du traitement Sanitized® dont dispose l'enveloppe en CLINICARE.



**Entretien :**

Supporte un entretien classique jusqu'à 90°C ou entretien par épongeage avec les désinfectants hospitaliers habituels.

( pas de chlore - pas de nettoyage à sec - pas d'autoclave - séchage en machine régime lent )



**Format et conditionnement :**

Existe en différents formats

Emballage sachet PE à poignées

Minimum de 10 pièces par dimension



Brevet d'invention déposé, toute contrefaçon interdite.



Fabriqué en France

**LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE**

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : [www.contactsecurite.fr](http://www.contactsecurite.fr)

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

