

Capteurs et câbles OxyTip®+ – Connexions côté moniteur

Vous trouverez ci-dessous les différentes combinaisons possibles de ports, câbles et capteurs SpO₂ parmi la gamme actuelle de produits OxyTip+. Veuillez consulter les manuels d'utilisation des moniteurs pour des informations plus spécifiques concernant la compatibilité avec les capteurs.

Port de mesure S/5 FM (Datex-Ohmeda) :



Port de mesure MC :

Oxymètre de pouls Ohmeda TruSat®




Port de mesure H (Ohmeda) :

Oxymètres de pouls portatifs (TuffSat®, 3775), oxymètres de chevet (séries 3700, 3800, 3900, 3900P), moniteurs de gaz respiratoires (4700, 5250 RGM), module M-OSAT, option N-XOSAT pour Cardiacap®/5, moniteurs OEM



Port de mesure N (Datex) :

Tous les moniteurs S/5™, tous les moniteurs AS/3™ et CS/3, Cardiacap, Capnomac Ultima™, Oscar™, Satlite™



La garantie indiquée pour les produits OxyTip+ est soumise aux termes de garantie standard applicables. Veuillez contacter votre représentant GE pour obtenir des informations actualisées.

© 2007 General Electric Company – Tous droits réservés.

GE Healthcare Finland Oy, une division de General Electric Company, commercialisée sous le nom de GE Healthcare.

GE, GE Monogram, OxyTip+, TruSat, TuffSat, S/5, AS/3, Cardiacap, Capnomac Ultima, Oscar et Satlite sont des marques commerciales de General Electric Company.



GE Healthcare
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finlande
Tél. +358 10 394 11
Fax +358 9 146 3310
www.gehealthcare.com

France
1211 chemin de la Bruyère
Zac de Sans Souci
69578 LIMONEST cedex
T : + 33 (0)4 78 66 62 10
F : + 33 (0)4 78 43 26 58


Capteurs et câbles OxyTip®+ – Connexions côté patient

(Veuillez consulter la notice des capteurs pour des instructions spécifiques sur les plages de poids compatibles et les sites d'application)

Suggestions de sites d'application en fonction du poids du patient

Critères de choix du capteur

Capteur adhésif adulte/pédiatrique OxyTip+



OXY-AP-10 par 10
OXY-AP-25 par 25

20 à 50 kg




à partir de 50 kg




- Du grand enfant à l'adulte
- Monitoring à moyen et long terme
- Recommandé pour :
 - les patients agités
 - le contrôle des infections
 - les patients hypoperfusés

Capteur adhésif AllFit OxyTip+

Accessoires de fixation



OXY-AF-10 par 10
Bandeau mousse et adhésif inclus



OXY-RT par 100
Adhésif de remplacement bleu




OXY-RTB par 100
Adhésif de remplacement - motif « nourours »

inférieur à 3 kg
(moniteurs TruTrak®/TruTrak®+ et Trusignal uniquement)



3 à 20 kg



20 à 50 kg




à partir de 50 kg




- Du nourrisson à l'adulte
- Monitoring à moyen et long terme
- Recommandé pour :
 - les patients agités
 - le contrôle des infections
 - en cas d'ongles trop longs ou vernis
 - les patients arthritiques

Capteur multisite pour peaux sensibles OxyTip+

Accessoires de fixation




OXY-SE-3 par 3
Bandeau mousse et adhésif inclus



OXY-SND par 3
Sandale en mousse pour nourrisson



OXY-RWS, OXY-RWM par 24
Bandeau mousse de remplacement, petite et moyenne taille



OXY-RTW par 100
Adhésif de remplacement grande largeur


inférieur à 3 kg
(moniteurs TruTrak®/TruTrak®+ et Trusignal uniquement)



3 à 20 kg



20 à 50 kg




à partir de 50 kg



- Du prématuré/nourrisson à l'adulte de petite taille
- Monitoring à moyen et long terme
- Recommandé pour :
 - les patients agités, si utilisé avec adhésif
 - les peaux fragiles, si utilisé avec le bandeau ou la sandale en mousse pour nourrisson
 - en cas d'ongles trop longs ou vernis

Capteur souple multisite OxyTip+

Accessoires de fixation



OXY-W-UN, OXY-W4-H, OXY-W-DB par 3
Bandeau mousse et adhésif inclus

à l'unité



OXY-RWL par 24
Bandeau mousse de remplacement, grande taille



OXY-RTW par 100
Adhésif de remplacement grande largeur


3 à 20 kg



20 à 50 kg




à partir de 50 kg



- Du nourrisson à l'adulte
- Monitoring à court et moyen terme
- Recommandé pour :
 - les patients agités, si utilisé avec adhésif
 - les peaux fragiles, si utilisé avec le bandeau ou la sandale en mousse pour nourrisson
 - en cas d'ongles trop longs ou vernis

Capteur d'oreille réutilisable OxyTip+

Accessoires de fixation



OXY-E4-N, OXY-E4-H, OXY-E-DB, OXY-E4-MC, OXY-E-UN par 3
Bandeau serre-tête et pince pour drap de lit inclus

à l'unité



OXY-HB par 3
Bandeau serre-tête de remplacement

à partir de 10 kg



- De l'enfant à l'adulte
- Monitoring à court et moyen terme
- Recommandé pour :
 - les épreuves d'effort avec utilisation d'un bandeau serre-tête
 - les patients hypoperfusés
 - les patients à faible circulation périphérique

Capteur de doigt réutilisable OxyTip+



OXY-F-UN, OXY-F1-H, OXY-F4-H, OXY-F4-N, OXY-F-DB, OXY-F4-MC par 3
à l'unité

à partir de 20 kg



- Du grand enfant à l'adulte
- Monitoring à court terme
- Recommandé pour :
 - Contrôles ponctuels