



**CONTACT[®]
SÉCURITÉ**

SEPTEMBRE 2008

SONDES D'INTUBATION TRACHEALES A BALLONNET Réf. ST

SONDES À BALLONNET BASSE PRESSION SUPER SAFETYCLEAR

Sonde endotrachéale transparente en PVC
avec ballonnet basse-pression

- raccord prémonté
- valve pour seringues à embout Luer et Luer-Lock
- extrémité atraumatique arrondie
- ligne ORX sur toute la longueur
- anneau de repère noir pour contrôle de la profondeur d'intubation
- ballonnet de contrôle bleu
- graduée
- sans latex
- stérile

Disponible en
taille pédiatrique



MURPHY

nasale/orale, (Murphy)
Dimensions: D.I. 2,5-10,0 mm



DIMENSIONS	D.I. MM	D.E. MM	BALLONNET Ø . MM	LONGUEUR* MM
2,5	2,5	4,0	8,0	160
3,0	3,0	5,0	8,0	170
3,5	3,5	5,3	8,0	190
4,0	4,0	6,0	10,5	210
4,5	4,5	6,3	10,5	230
5,0	5,0	6,7	13,0	250
5,5	5,5	7,3	16,5	280
6,0	6,0	8,0	18,5	290
6,5	6,5	8,7	20,5	300
7,0	7,0	9,3	24,0	320
7,5	7,5	10,0	26,0	330
8,0	8,0	10,7	26,0	340
8,5	8,5	11,3	28,0	345
9,0	9,0	12,0	28,0	350
9,5	9,5	12,7	29,0	350
10,0	10,0	13,3	29,0	350

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 331 B – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

