



CONTACT[®]
SÉCURITÉ

JUIN 2016

SACS ISOTHERMIQUES POUR TRANSPORT DE MEMBRE SECTIONNE Réf. SIMM - SIGM



Sac isothermique de différentes tailles

- 1 Sac isothermique 300 x 300 mm (doigt, nez, oreille et main) réf. SIMM
- 1 Sac isothermique 930 x 390 mm (bras ou jambes) réf. SIGM

Utilisation :

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de mettre les gants pour votre protection.

- ❑ Le sac isothermique 300 x 300 mm (doigt, nez, oreille et main) est équipé d'une poche centrale destinées à contenir les sections de membres amputé ou écrasé et de 2 poches latérales destinées à contenir les pochettes de froid à usage unique, elles permettent la réfrigération rapide et prolongée du tissu vivant..
- ❑ Le sac isothermique grand modèle 930 x 390 mm dispose de 8 emplacements latérales pour pouvoir insérer les pochettes de froid instantanées et d'une grande poche centrale pouvant contenir les membres (bras – jambes – pieds) amputés ou écrasés :

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

